



Er zijn twee soorten hoortoestellen die achter het oor worden gedragen. U heeft gekozen voor een achter het oor toestel met acryl oorstukje. Door het oorstukje is een kanaaltje geboord om het geluid in uw oor te geleiden. Dit kanaaltje kan door oorsmeer verstopt raken. Als dit gebeurt hoort u niet goed meer. Daarom is het belangrijk om het oorstukje regelmatig te reinigen. Met een reinigungsset kunt u dit goed en veilig doen. Deze reinigungsset kunt u bij ons in de winkel kopen. Aanbeveling maak de oorstukjes 1 a 2 keer per week schoon.

Wat heeft u nodig:

- Tissues of een droge schone doek
- Blaasbalgje
- Reinigungsbeke
- Reinigingstablet

Ga stap voor stap te werk:

1. Verwijder voorzichtig het oorstukje van uw hoortoestel.
2. Vul de reinigungsbeke voor met 2/3 water
3. Plaats een reinigingstablet in de reinigungsbeke
4. Plaats de oorstukjes in het zeefje van de reinigungsbeke
5. Plaats het zeefje terug in de reinigungsbeke
6. Reinigungsduur minimaal 15 minuten en maximaal 8 uur
7. Verwijder het zeefje met oorstukjes uit de reinigungsbeke en spoel af onder stromend water
8. Verwijder de oorstukjes uit het zeefje en droog ze met de doek of tissues
9. Blaas verschillende keren met het blaasbalgje het resterende vocht uit de geluidsgang en het kanaaltje
10. Bevestig de oorstukjes voorzichtig weer aan de hoortoestellen

